



KINTEK

Ptfe(Teflon) Labware Catalogue

Contact us for more catalogs of **PTFE(Teflon) Products**, etc.

KINTEK

PROFIL DE L'ENTREPRISE

>>> À propos de nous

Kintek est un innovateur axé sur la technologie qui se spécialise dans la fabrication de produits en PTFE de haute performance, offrant une gamme complète de produits consommables résistants à la corrosion (tels que le matériel de laboratoire en PFA, les tubes spécialisés et les revêtements), des composants d'étanchéité de précision (tels que les joints, les joints toriques et les membranes) et des solutions intégrées de systèmes de fluides (comprenant la tuyauterie, les vannes, les raccords et les composants conçus sur mesure). Nos produits sont conçus pour des applications critiques telles que le traitement chimique, la fabrication de semi-conducteurs, les industries pharmaceutiques et les environnements de recherche avancée exigeant une pureté et une inertie chimique ultimes. Les produits robustes et méticuleusement conçus de Kintek donnent la priorité à une résistance exceptionnelle à la corrosion, au contrôle de la contamination et à la fiabilité opérationnelle, permettant aux industries de gérer des fluides corrosifs et de haute pureté avec une sécurité et une efficacité maximales, garantissant l'intégrité du processus et prolongeant la durée de vie de l'équipement.



Plats À Évaporation Profonde En Ptfé Solutions Personnalisées Pour Les Laboratoires Et L'industrie

Numéro d'article: PL-1001



Introduction

Plats à évaporation profonde en PTFE de haute qualité pour les laboratoires. Résistants aux produits chimiques, antiadhésifs et personnalisables. Idéal pour la manipulation d'échantillons. Achetez le vôtre maintenant !

[En savoir plus](#)

Type d'assiette	Diamètre extérieur du fond (mm)	Diamètre intérieur de l'embouchure (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur du fond (mm)	Épaisseur de la paroi (mm)
Type profond 20mm	20	15	20	5	2.5
Type profond 30mm	30	25	20	5	2.5
Type profond 40mm	40	30	20	5	5
Type profond 50mm	50	40	20	5	5
Type profond 60mm	60	50	20	5	5
Type profond 70mm	70	60	20	5	5
Type profond 80mm	80	70	20	5	5
Type profond 90mm	90	80	20	5	5
Type profond 100mm	100	90	20	5	5
Type profond 120mm	120	110	20	5	5

Coupes D'évaporation Peu Profondes En Ptfé Sur Mesure Pour Diverses Applications

Numéro d'article: PL-1002



Introduction

Plat d'évaporation peu profond en PTFE de haute pureté pour les laboratoires. Résistant aux produits chimiques, antiadhésif, idéal pour l'évaporation des échantillons. Dimensions personnalisées disponibles. Commandez dès maintenant !

[En savoir plus](#)

Spécification	Diamètre extérieur du fond (mm)	Diamètre intérieur de l'embouchure (mm)	Hauteur totale (mm)	Épaisseur du fond (mm)	Épaisseur de la paroi (mm)
Type peu profond 20mm	20	15	10	5	2.5
Type peu profond 30mm	30	25	10	5	2.5
Type peu profond 40mm	40	30	10	5	5
Type peu profond 50mm	50	40	10	5	5
Type peu profond 60mm	60	50	10	5	5
Type peu profond 70mm	70	60	10	5	5
Type peu profond 80mm	80	70	10	5	5
Type peu profond 90mm	90	80	10	5	5
Type peu profond 100mm	100	90	10	5	5

Couelles D'évaporation En Ptfé Sur Mesure Pour Diverses Applications

Numéro d'article: PL-1004



Introduction

Couelles d'évaporation en PTFE de haute pureté pour les laboratoires, résistantes aux acides et aux solvants. Anti-adhérents, durables, idéaux pour la préparation des échantillons. Dimensions personnalisées disponibles. Commandez dès maintenant !

[En savoir plus](#)

Capacité (ml)	Hauteur (mm)	Diamètre intérieur (mm)
50	40	80
100	47	91
150	46	105

Plateaux Carrés En Ptfé Sur Mesure Pour L'industrie Et Les Laboratoires

Numéro d'article: PL-1005



Introduction

Plateaux carrés en PTFE de première qualité pour les laboratoires et l'industrie. Plateaux en PTFE de haute pureté, résistants aux produits chimiques et antiadhésifs pour les semi-conducteurs et les applications médicales. Dimensions personnalisées disponibles.

[En savoir plus](#)

Modèle	Intérieur L*L*H (mm)	Extérieur L*L*H (mm)
40 mm	40*40*20mm	30*30*15mm
60mm 60*60*20mm 60*60*20mm	60*60*20mm	50*50*15mm
80mm	80*80*20mm	70*70*15mm
100mm	100*100*20mm	90*90*15mm
120mm	120*120*20mm	110*110*15mm

Creusets En Ptfé Personnalisables Pour Les Applications Industrielles Et De Laboratoire

Numéro d'article: PL-1006



Introduction

Creusets en PTFE de haute pureté avec couvercles pour les laboratoires. Résistants aux produits chimiques, antiadhésifs et durables. Idéal pour la digestion des échantillons, l'AA, l'ICP-MS. Dimensions personnalisées disponibles.

[En savoir plus](#)

Capacité	Diamètre extérieur supérieur (mm)	Diamètre inférieur (mm)	Hauteur totale (mm)
20ml	38	30	55
25ml	39	30	55
30ml	48	30	56
50ml	51	33	67
100ml	61	43	70
250ml	79	50	107

Flacons À Trois Cols En Ptfé Personnalisables Pour Applications Chimiques Avancées

Numéro d'article: PL-1007



Introduction

Nos flacons à fond rond à trois cols haute performance sont fabriqués de manière experte en polytétrafluoroéthylène (PTFE) pur, un matériau réputé pour ses propriétés exceptionnelles, ce qui le rend idéal pour les environnements industriels et de laboratoire exigeants.

[En savoir plus](#)

Capacité / Configuration du col	Hauteur totale (approx.)
50ml	/
100ml	114 mm
250ml/24*3	135 mm
500ml/24*3	180 mm
1000ml/24*3	/
2000ml/24*3	/

Cuillère D'échantillonnage Pour Solvant Chimique En Ptfe

Numéro d'article: PL-1008



Introduction

Découvrez nos cuillères d'échantillonnage en PTFE (polytétrafluoroéthylène, communément appelé téflon) de haute pureté, méticuleusement conçues pour la manipulation sûre, précise et sans contamination de produits chimiques, de solvants, de poudres et d'échantillons divers.

[En savoir plus](#)

Capacité (ml)	Longueur totale (mm)
10	200
30	300
50	300
100	350
250	400
500	450
1000	500

Cylindres De Mesure En Ptfé Sur Mesure Pour Des Applications Scientifiques Et Industrielles De Pointe

Numéro d'article: PL-1009



Introduction

Découvrez les performances supérieures de nos cylindres de mesure en polytétrafluoroéthylène (PTFE), conçus pour la précision et la résistance dans les environnements exigeants.

[En savoir plus](#)

Capacité	Hauteur totale	Diamètre extérieur	Poids
10ml	108 mm	17mm	42g
20ml	108mm	24mm	64g
50ml	118mm	34mm	128g
100ml	138mm	40mm	158g
250ml	147mm	60mm	374g
500ml	160mm	79mm	460g
1000ml	180mm	100mm	699g
2000ml			/

Bouteilles En Ptfé Sur Mesure Pour Diverses Applications Industrielles

Numéro d'article: PL-1010



Introduction

Bouteilles en PTFE de haute pureté pour le stockage de produits chimiques, résistantes aux acides et aux solvants. Options de bouches larges/étroites, étanches, durables. Idéal pour les laboratoires et l'industrie.

[En savoir plus](#)

Volume	Hauteur	Diamètre de l'embouchure		Poids
50ml	86 mm	45 mm	22mm	94.4g
100ml	107 mm	54 mm	30mm	144.7g
150ml	110 mm	62mm	30mm	183.3g
200ml	123mm	70 mm	37mm	244.9g
250ml	131mm	71mm	37mm	248g
500ml	153 mm	82mm	35 mm	364.7g
1000ml	195 mm	109 mm	51mm	836.2g

Volume	Hauteur	Diamètre de l'embouchure		Poids
50ml	86 mm	45 mm	22mm	94.4g
100ml	115mm	54 mm	22mm	133.9g
150ml	110mm	62mm	22mm	173.8g
200ml	126mm	70 mm	30mm	228g
250ml	135 mm	71mm	30mm	242g
500ml	154 mm	82mm	30mm	340.7g
1000ml	190 mm	109 mm	35 mm	733.6g

Fabricant De Pièces En Ptfé Sur Mesure Pour Les Conteneurs Et Les Composants En Téflon

Numéro d'article: PT-1011



Introduction

Conteneurs en PTFE de haute précision pour les laboratoires et l'industrie. Résistants aux produits chimiques, tailles personnalisables. Idéal pour les semi-conducteurs, les applications médicales et les laboratoires. Demandez un devis !

[En savoir plus](#)

Cuve ronde (diamètre extérieur * diamètre intérieur * profondeur intérieure)	Cuve carrée/rectangulaire (L x l * profondeur intérieure)
70mm*60mm*15mm	60*60mm *15mm
50mm*40mm*15mm	80*80mm*15mm
60mm*50mm*15mm	90*90mm*15mm
80mm*70mm*15mm	100*100mm*15mm
90mm*80mm*15mm	110*110mm*15mm
100mm*90mm*15mm	120*120mm*15mm
110mm*100mm*15mm	
120mm*110mm*15mm	
130mm*120mm*15mm	
160mm*150mm*15mm	200*200*120mm (environ 5L PTFE cylinder)
92*83*19mm	Cylindre PTFE 10L
102*93*20mm	Cylindre PTFE 15L

Pièces Moulées En Ptfé Téflon Fabriquées Sur Mesure Pour Le Nettoyage De Verre Conducteur Ito Fto De Laboratoire Panier À Fleurs

Numéro d'article: PL-1013



Introduction

Paniers à fleurs en PTFE de haute pureté pour les semi-conducteurs et les laboratoires. Résistants aux produits chimiques, modèles personnalisés disponibles. Idéal pour les plaquettes de silicium et les substrats en verre.

[En savoir plus](#)

Diamètre*largeur de la rainure*longueur de la rainure*capacité applicable

60mm*1.5mm*16mm*250ml b cher/20 pcs

60mm*2.5mm*16mm*250ml b cher/20 pcs

60mm*1.5mm*21mm*250ml b cher/20 pcs

60mm*2.5mm*21mm*250ml b cher/20 pcs

80mm*1.5mm*26mm*500ml b cher/20 pcs

80mm*2.5mm*26mm*500ml b cher/20 pcs

80mm*1.5mm*31mm*500ml b cher/20 pcs

80mm*2.5mm*31mm*500ml b cher/20 pcs

90mm*2.5mm*41mm*1000ml b cher/22 pcs

Fabricant De Pièces En Téflon Ptfé Sur Mesure Panier À Fleurs À Hauteur Réglable

Numéro d'article: PL-1014



Introduction

Paniers à fleurs en PTFE haute pureté à hauteur réglable pour les semi-conducteurs et les laboratoires. Résistants aux produits chimiques, antiadhésifs et personnalisables. Obtenez le vôtre dès aujourd'hui !

[En savoir plus](#)

Exemple Configurations standard (diamètre extérieur x longueur de la fente x largeur) :

45mm*30mm*1.5mm 5 fentes

60 mm*50 mm*1,5 mm 6 fentes

80 mm*65 mm*1,5 mm 8 fentes

Entièrement personnalisable : La largeur et la longueur des fentes, le nombre de fentes et l'assemblage de plusieurs pièces peuvent être adaptés à vos spécifications exactes.

Pièces En Téflon Ptfé Sur Mesure Fabricant De Supports De Nettoyage En Ptfé

Numéro d'article: PL-1015



Introduction

Paniers à fleurs en PTFE de haute pureté pour les laboratoires et les semi-conducteurs. Résistant aux produits chimiques, -180°C à +250°C, tailles personnalisées disponibles. Contactez KINTEK dès aujourd'hui !

[En savoir plus](#)

Options standard : Diamètre*Largeur de la rainure*Capacité applicable

45*1.5mm*100ml

45*2.5mm*100ml

60*1.5mm*250ml

60*2.5mm*250ml

80*1.5mm*500ml

80*2.5mm*500ml

90*1.5mm*1000ml

90*2.5mm*1000ml

Support De Nettoyage Pour Substrat En Verre Conducteur Ptfé Teflon Fabricant De Pièces Sur Mesure

Numéro d'article: PL-1016



Introduction

Paniers à fleurs en PTFE de haute pureté pour le nettoyage en laboratoire, résistant aux produits chimiques et aux températures extrêmes. Conceptions personnalisées disponibles pour les semi-conducteurs et les applications médicales.

[En savoir plus](#)

10×10 mm (fente de 1,1 mm par exemple)	20×20 mm (fente de 1,1 mm par exemple)	25×25 mm (fente de 2,2 mm, par exemple)	30×30mm (fente p.ex., 2.2mm)
15×15mm (fente p.ex., 1.1mm)	25×25mm (fente p.ex., 1.1mm)	30×30 mm (fente de 1,1 mm, par exemple)	

Cuves De Digestion Par Micro-Ondes En Ptfé Sur Mesure Pour Des Applications Exigeantes

Numéro d'article: PL-1003



Introduction

Récipients de digestion par micro-ondes en PTFE de haute pureté pour une préparation sûre et sans contamination des échantillons. Idéal pour l'ICP-MS, l'AAS et l'analyse de traces. Tailles personnalisées disponibles.

[En savoir plus](#)

Spécification du produit	Diamètre de l'embouchure (mm)	Diamètre du corps (mm)	Hauteur avec couvercle (mm)
Récipient de digestion en PTFE 30ml	25	42	105
Récipient de digestion en PTFE 50ml	29	47	110
Récipient de digestion en PTFE 100ml	50	62	143
Récipient de digestion en PTFE 200ml	53	69	163

Grattoirs Et Pelles En Ptfé Personnalisables Pour Des Applications Exigeantes

Numéro d'article: PL-1017



Introduction

Racloirs et pelles en PTFE de haute pureté pour les laboratoires, les semi-conducteurs et les industries chimiques. Outils résistants aux produits chimiques, antiadhésifs et durables pour une manipulation précise des matériaux. Solutions personnalisées disponibles.

[En savoir plus](#)

Type d'outil	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur/Hauteur (mm)	Longueur du manche (mm)
Grattoir	40 mm	90mm	5mm	-
Grattoir	60 mm	120mm	5mm	-
Grattoir	100mm	150 mm	5mm	-
Grattoir	150mm	200mm	5mm	-
Grattoir	200mm	200mm	5mm	-
Planche à gratter (grattoir en T)	150 mm	120 mm	5mm	-
Tige de raclage	10mm	120 mm	10mm	-
Bande de raclage	15mm	120mm	5mm	-
Pelle (fond plat)	60 mm	120 mm	30 mm	1000 mm
Pelle (fond plat)	100 mm	120 mm	40 mm	120 mm
Pelle (fond plat)	120 mm	150 mm	60 mm	100 mm
Pelle (fond plat)	160 mm	200 mm	50 mm	1000 mm
Pelle (fond plat)	170 mm	220 mm	70 mm	115 mm
Pelle (fond courbé)	110 mm	150 mm	80 mm	100 mm
Pelle (fond incurvé)	110 mm	220 mm	100 mm	120 mm
Pelle plate (long manche)	150 mm	80 mm	10 mm	900 mm
Pelle plate (long manche)	150 mm	100 mm	30 mm	800 mm
Pelle plate (long manche)	200 mm	150 mm	15 mm	500 mm

Fioles Jaugées En Ptfe Sur Mesure Pour Une Utilisation Scientifique Et Industrielle Avancée

Numéro d'article: PL-1018



Introduction

Fioles jaugées en PTFE de première qualité pour les laboratoires - résistantes aux produits chimiques, antiadhésives, mesures précises. Idéales pour les semi-conducteurs, les applications médicales et analytiques. Acheter maintenant !

[En savoir plus](#)

Volume (ml)	Diamètre intérieur de l'embouchure (mm)	Diamètre extérieur maximum (mm)	Hauteur totale (mm)	Poids (g)
25	17	41	97	41
50	23	52	117	73
100	23	65	117	111
200	29	88	158	232
250	29	90	169	277
500	34	110	213	409
1000	38	150	260	965

Fabricant De Pièces En Ptfé Sur Mesure Pour Les Pièces En Téflon Et Les Pincettes En Ptfé

Numéro d'article: PL-1019



Introduction

KINTEK donne la priorité à la production de précision et propose une fabrication sur mesure, des prototypes aux commandes de gros volumes.

[En savoir plus](#)



Kintek

Siège social : No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, Chine

WhatsApp