


1200°C Four À Moufle Pour Laboratoire

Numéro d'article: KT-12M



Introduction

Four à moufle KINTEK KT-12M : Chauffage de précision à 1200°C avec contrôle PID. Idéal pour les laboratoires qui ont besoin d'une chaleur rapide et uniforme. Explorer les modèles et les options de personnalisation.

[En savoir plus](#)

Modèle de four		KT-12M / KT-12M Pro	
Température maximale		1200°C	
Température de travail constante		1100°C	
Matériau du tube du four (si applicable, typiquement pour les fours à tubes)		Quartz de haute pureté (confirmer si pertinent pour ce moufle)	
Matériau de la chambre		Fibre d'alumine japonaise	
Élément chauffant		Bobine de fil Cr2Al2Mo2	
Vitesse de chauffe		0-30°C/min	
Capteur de température		Couple thermique de type K intégré	
Contrôleur de température		Régulateur PID numérique (KT-12M) / Régulateur PID à écran tactile 7" (KT-12M Pro)	
Précision du contrôle de la température		±1°C	
Uniformité de la température		±5°C	
Alimentation électrique		AC110-220V, 50/60HZ	
Tailles de chambre standard en stock			
Taille de la chambre (mm) LxPxH	Volume effectif (L)	Taille de la chambre (mm) WxDxH	Volume effectif (L)
100x100x100	1	300x300x400	36
150x150x150	3.4	400x400x400	64
150x150x200	4.5	500x500x500	125
200x200x200	8	600x600x600	216
200x200x300	12	800x800x800	512

Les tailles et volumes personnalisés sont acceptés. [Renseignez-vous pour plus de détails.](#)

Non.	Description	Quantité
1	Four à moufle (KT-12M ou KT-12M Pro)	1
2	Bloc thermique/plaque de chauffe	1
3	Pince à creuset	1
4	Gants résistant à la chaleur	1 paire
5	Manuel d'utilisation	1