

# 1400°C Four À Moufle Pour Laboratoire

Numéro d'article: KT-14M



## Introduction

Four à moufle KT-14M : chauffage de précision à 1400°C avec éléments SiC, contrôle PID et conception économe en énergie. Idéal pour les laboratoires.

[En savoir plus](#)

Modèle de four	KT-14M
Température maximale	1400°C
Température de travail constante	1300°C
Matériau de la chambre	Fibre d'alumine japonaise
Élément chauffant	Carbure de silicium
Vitesse de chauffe	0-20°C/min
Capteur de température	Couple thermique de type S
Contrôleur de température	Régulateur PID numérique/écran tactile (KT-14M Pro)
Précision du contrôle de la température	±1°C
Uniformité de la température	±5°C
Alimentation électrique	AC110-220V, 50/60HZ

Dimensions standard de la chambre Stocks

Taille de la chambre (mm)	Volume effectif (L)	Taille de la chambre (mm)	Volume effectif (L)
100x100x100	1	300x300x400	36
150x150x150	3.4	400x400x400	64
150x150x200	4.5	500x500x500	125
200x200x200	8	600x600x600	216
200x200x300	12	800x800x800	512

Les dimensions et les volumes conçus par les clients sont acceptés.

Non.	Description	Quantité
1	Fourneau	1
2	Bloc thermique	1
3	Pince à creuset	1
4	Gant résistant à la chaleur	1
5	Manuel d'utilisation	1