

2200 °C Four De Traitement Thermique Et De Frittage Sous Vide Au Tungstène

Numéro d'article: KT-VT



Introduction

Four à vide en tungstène à 2200°C pour le traitement des matériaux à haute température. Contrôle précis, vide supérieur, solutions personnalisables. Idéal pour la recherche et les applications industrielles.

[En savoir plus](#)

Modèle de four	KT-VT		
Température maximale	2200 °C		
Température de travail constante	2100 °C		
Matériau d'isolation de la chambre	Bouclier thermique en tungstène		
Élément chauffant	Serpentin/maille en tungstène		
Vitesse de chauffe	0-10°C/min		
Capteur de température	Thermocouple T/R et thermomètre infrarouge		
Contrôleur de température	Régulateur PID à écran tactile avec PLC		
Précision du contrôle de la température	±1°C		
Alimentation électrique	AC110-440V, 50/60HZ		
Dimensions standard de la chambre			
Modèle	Taille de la chambre	Homogénéité de la température	Puissance nominale
KT-VT1010	φ100x 100mm	±3°C	21Kw
KT-VT2030	Φ200x 300mm		68Kw
KT-VT3050	Φ300x 500mm		120Kw
KT-VT4060	Φ400x 600mm		160Kw
Les tailles et les volumes conçus par les clients sont acceptés.			