

Four De Traitement Thermique Et De Frittage Sous Vide À Pression D'air 9Mpa

Numéro d'article: KT-APS



Introduction

Obtenez une densification supérieure de la céramique avec le four de frittage à pression d'air avancé de KINTEK. Haute pression jusqu'à 9MPa, contrôle précis de 2200°C.

[En savoir plus](#)

Four de frittage à pression d'air	Structure verticale
Zone de travail	Φ100×90mm, Φ200×220mm, etc.
Type de levage par le bas	Φ300×400mm, etc.
Type horizontal	250×250×400mm, 375×375×475mm, etc.
Degré de vide à froid	10 ⁻³ Pa, 10Pa, etc.
Pression maximale	1,2MPa, 2MPa, 6MPa, 9MPa
Température de fonctionnement	2000°C-2200°C