

Couelles D'évaporation En Ptfé Sur Mesure Pour Diverses Applications

Numéro d'article: PL-1004



Introduction

Couelles d'évaporation en PTFE de haute pureté pour les laboratoires, résistantes aux acides et aux solvants. Anti-adhérents, durables, idéaux pour la préparation des échantillons. Dimensions personnalisées disponibles. Commandez dès maintenant !

[En savoir plus](#)

Capacité (ml)	Hauteur (mm)	Diamètre intérieur (mm)
50	40	80
100	47	91
150	46	105