

# Cuves De Digestion Par Micro-Ondes En Ptfé Sur Mesure Pour Des Applications Exigeantes

Numéro d'article: PL-1003



## Introduction

Récipients de digestion par micro-ondes en PTFE de haute pureté pour une préparation sûre et sans contamination des échantillons. Idéal pour l'ICP-MS, l'AAS et l'analyse de traces. Tailles personnalisées disponibles.

[En savoir plus](#)

| Spécification du produit             | Diamètre de l'embouchure (mm) | Diamètre du corps (mm) | Hauteur avec couvercle (mm) |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Récipient de digestion en PTFE 30ml  | 25                            | 42                     | 105                         |
| Récipient de digestion en PTFE 50ml  | 29                            | 47                     | 110                         |
| Récipient de digestion en PTFE 100ml | 50                            | 62                     | 143                         |
| Récipient de digestion en PTFE 200ml | 53                            | 69                     | 163                         |