

Pièces En Téflon Ptfe Sur Mesure Fabricant De Supports De Nettoyage En Ptfe

Numéro d'article: PL-1015



Introduction

Paniers à fleurs en PTFE de haute pureté pour les laboratoires et les semi-conducteurs. Résistant aux produits chimiques, -180°C à +250°C, tailles personnalisées disponibles. Contactez KINTEK dès aujourd'hui !

[En savoir plus](#)

Options standard : Diamètre*Largeur de la rainure*Capacité applicable

45*1.5mm*100ml

45*2.5mm*100ml

60*1.5mm*250ml

60*2.5mm*250ml

80*1.5mm*500ml

80*2.5mm*500ml

90*1.5mm*1000ml

90*2.5mm*1000ml