

Creusets En Ptfé Personnalisables Pour Les Applications Industrielles Et De Laboratoire

Numéro d'article: PL-1006



Introduction

Creusets en PTFE de haute pureté avec couvercles pour les laboratoires. Résistants aux produits chimiques, antiadhésifs et durables. Idéal pour la digestion des échantillons, l'AA, l'ICP-MS. Dimensions personnalisées disponibles.

[En savoir plus](#)

Capacité	Diamètre extérieur supérieur (mm)	Diamètre inférieur (mm)	Hauteur totale (mm)
20ml	38	30	55
25ml	39	30	55
30ml	48	30	56
50ml	51	33	67
100ml	61	43	70
250ml	79	50	107