

Grattoirs Et Pelles En Ptfé Personnalisables Pour Des Applications Exigeantes

Numéro d'article: PL-1017



Introduction

Racloirs et pelles en PTFE de haute pureté pour les laboratoires, les semi-conducteurs et les industries chimiques. Outils résistants aux produits chimiques, antiadhésifs et durables pour une manipulation précise des matériaux. Solutions personnalisées disponibles.

[En savoir plus](#)

Type d'outil	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur/Hauteur (mm)	Longueur du manche (mm)
Grattoir	40 mm	90mm	5mm	-
Grattoir	60 mm	120mm	5mm	-
Grattoir	100mm	150 mm	5mm	-
Grattoir	150mm	200mm	5mm	-
Grattoir	200mm	200mm	5mm	-
Planche à gratter (grattoir en T)	150 mm	120 mm	5mm	-
Tige de raclage	10mm	120 mm	10mm	-
Bande de raclage	15mm	120mm	5mm	-
Pelle (fond plat)	60 mm	120 mm	30 mm	1000 mm
Pelle (fond plat)	100 mm	120 mm	40 mm	120 mm
Pelle (fond plat)	120 mm	150 mm	60 mm	100 mm
Pelle (fond plat)	160 mm	200 mm	50 mm	1000 mm
Pelle (fond plat)	170 mm	220 mm	70 mm	115 mm
Pelle (fond courbé)	110 mm	150 mm	80 mm	100 mm
Pelle (fond incurvé)	110 mm	220 mm	100 mm	120 mm
Pelle plate (long manche)	150 mm	80 mm	10 mm	900 mm
Pelle plate (long manche)	150 mm	100 mm	30 mm	800 mm
Pelle plate (long manche)	200 mm	150 mm	15 mm	500 mm