

Plats À Évaporation Profonde En Ptfé Solutions Personnalisées Pour Les Laboratoires Et L'industrie

Numéro d'article: PL-1001



Introduction

Plats à évaporation profonde en PTFE de haute qualité pour les laboratoires. Résistants aux produits chimiques, antiadhésifs et personnalisables. Idéal pour la manipulation d'échantillons. Achetez le vôtre maintenant !

[En savoir plus](#)

Type d'assiette	Diamètre extérieur du fond (mm)	Diamètre intérieur de l'embouchure (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur du fond (mm)	Épaisseur de la paroi (mm)
Type profond 20mm	20	15	20	5	2.5
Type profond 30mm	30	25	20	5	2.5
Type profond 40mm	40	30	20	5	5
Type profond 50mm	50	40	20	5	5
Type profond 60mm	60	50	20	5	5
Type profond 70mm	70	60	20	5	5
Type profond 80mm	80	70	20	5	5
Type profond 90mm	90	80	20	5	5
Type profond 100mm	100	90	20	5	5
Type profond 120mm	120	110	20	5	5