

Four De Frittage Sous Vide Pour Traitement Thermique Four De Frittage Sous Vide Pour Fil De Molybdène

Numéro d'article: KT-VMW



Introduction

Le four de frittage sous vide de fil de molybdène de KINTEK excelle dans les processus à haute température et sous vide pour le frittage, le recuit et la recherche sur les matériaux. Réaliser un chauffage précis à 1700°C avec des résultats uniformes. Des solutions personnalisées sont disponibles.

[En savoir plus](#)

Température maximale	1700°C (nominale 1600°C)
Taille de la zone de travail (exemples)	Φ60×80 mm, Φ160×160 mm, Φ200×200 mm, Φ300×400 mm, Φ400×500 mm (personnalisable)
Degré de vide ultime à froid	10 ⁻³ Pa ou 10 ⁻⁴ Pa
Taux de montée en pression	≤3Pa/h
Alimentation électrique	Triphasée 380 V 50 Hz (personnalisable)
Uniformité de la température du four	±5 °C (sous vide)
Méthodes de chargement et de déchargement	Options de chargement par le haut, le côté ou le bas
Options de gaz protecteur	Chargement et déchargement automatiques pour l'argon, l'azote et l'hydrogène.
Méthode de contrôle	Automate programmable avec interface à écran tactile LCD